

## Kürner Trace-O Mat II



**Remaining time** Monday, 27. May 2019 - 16:00:38

**Shipping conditions** Shipping optional with additional fees

Kürner analytisches Verbrennungsgerät Trace-0 Mat II. Verbrennungseinheit VAE 2. Glassatz. Analoge Gasflußanzeige. Zum Verbrennen organischer Proben im Sauerstoffstrom. Mit Rückflußapparatur RFH-5A. Max. 300°C. 220 V. 50 Hz. 1000 W. 5 Kochstellen. Zum Betrieb ist Kühlwasser mit max. 4 bar Druck notwendig. Kugelkühler aus Quarzglas

