

Mettler-Toledo DSC 822e



Restzeit	Freitag, 8. November 2024 um 11:01:46
bei Sofortkauf	1.000,00 EUR
Versandkosten	Versand optional gegen Aufpreis

Mettler-Toledo DSC 822e

Die Anlage wird in folgender Konfiguration angeboten:

Aufbau der Anlage 2002 und in den beigefügten Bildern 1 – 3 wie folgt konfiguriert:

- 1.1. – Grundgerät DSC 822e Tmax = 500°C
- 1.2. – 2 x Strömungsmesser
- 1.3. – Kältethermostat Julabo FT 900 (bis -90°C)
- 1.4. – Rechner DELL
- 1.5. – Drucker hp-Deskjet 990 xi Altware der DSC 822e angepasst
- 1.6. – Bildschirm, Tastatur

Des weiteren sind in Bild 4 dargestellt und Bestandteil des Angebotes:

- 2.1. – Tiegelschließapparat
- 2.2. – Calibration Set mit Eichsubstanzen
Zink Pills 99.998 %
Indium Pills 99.999 %
- 2.3. – Crucible Handling Set
- 2.4. – umfangreiche Alu-Tiegel (verpackt, 100 µl, 40 µl)
- 2.5. – STARe – Software Benutzerhandbuch Bd. 1
- 2.6. – STARe – Excellence – Software (CD)
- 2.7. – Tiegel in der thermischen Analyse – Benutzerhandbuch
- 2.8. – Bedienungsanleitung DSC 822e – Modul, Handbuch

Das Gerätesystem wurde bis 2021 (zunehmend weniger) für Dienstleistungen eingesetzt.

Das Aufgeld beträgt 18%

